

Biolifting GUNA - MADE

Biolifting con MADE de los Laboratorios GUNA – Italia

El MADE es una novedosa técnica de revitalización de los tejidos especialmente indicada en: cara, cuello y escote, que puede sin embargo ser aplicada con éxito en otras partes del cuerpo, tales como, por ejemplo: el dorso de la mano, abdomen etc.



A diferencia de los clásicos fillers (implantes) el MADE no es un relleno, siendo más bien un estimulador de la producción de colágeno endógeno y del ácido hialurónico. Este efecto se logra utilizando los, ya muy experimentados, principios de la homotoxicología y de la homeopatía: pequeños estímulos favorecen las reacciones biológicas (...colágeno D8 D30), el efecto inverso produce, en cambio, la compactación del ácido hialurónico (hialuronidasa). Junto a estos dos componentes tenemos una serie de sustancias que inducen una sinergia farmacológica apta justamente para el fin que queremos lograr. (Ver esquema de la composición del Made)

Considerando que estamos hablando de estímulos y de reacciones por parte del sujeto tratado, no podremos ciertamente alterar aquellas que son las características físicas del paciente: el MADE, por ejemplo, no es apto para aumentar el volumen de labios o pómulos, en cuanto no posee un acción específica de relleno, distiende sin embargo las arrugas y los surcos, tonifica los tejidos, que se vuelven mucho más luminosos, por lo que el paciente luce mucho más joven.

Lo que en un principio podría parecer una limitación resulta ser una ventaja, considerando que esta metodología puede ser aplicada a mujeres y hombres de todas las edades (tenemos inclusive pacientes que superan los 80 años); personas que aspiran renovar y valorizar su aspecto sin exagerar su

apariciencia y que desean además, no solamente un resultado estético óptimo, sino también una tonificación general, que el MADE puede claramente activar, sin ningún efecto colateral.

El MADE, por lo tanto, es un tratamiento especialmente indicado para todas aquellas personas que empiezan a padecer el paso de los años y también para todos aquellos sujetos – a veces jóvenes – que presentan stress cutáneo y de reflejo también stress orgánico, por abuso de: lámparas autobronceadora, exposición solar sin prevención, tabaco, exceso de actividad y escaso descanso nocturno, etc. En todos estos casos tendremos un óptimo resultado estético y una evidente regeneración interna, que aportará energía al paciente y producirá un gran estado de bienestar.

La técnica de aplicación del MADE es por vía inyectable (mesoterapia y técnica de implante) utilizando una aguja de 30g x13mm, recomendada específicamente, en cuanto produce menos dolor al penetrar, (el MADE básicamente, no requiere anestesia ya que la supresión producida hasta por una suave anestesia superficial, podría reducir el resultado; en honor a la verdad, algunos colegas utilizan anestésicos en crema y según sus experiencias los resultados se sobreponen a los resultados en los tratamientos realizados sin éstos) y dada su longitud permite realizar la técnica de tunelización de las arrugas (técnica de abanico) con el fin de producir un ligero desprendimiento del tejido superficial antes de introducir el producto.

La administración del producto puede ser efectuada de varias maneras: puede ser inyectado directamente en la arruga (como tiene básicamente un efecto de estímulo no la va a borrar de inmediato), puede ser inyectado en toda la cara distribuyéndolo en varias partes con simetría (meso - cara), se puede aplicar en puntos específicos de acupuntura y en fin podemos realizar pequeñas pápulas dérmicas. La aplicación más completa sería realizando una mezcla de todas esas técnicas que nos llevaría a unos resultados brillantes con pocas sesiones.

Para un tratamiento de cara es suficiente una sola ampolla, si en cambio queremos tratar también el cuello, el escote y las manos serían necesarias dos ampollas del producto.

Las inyectoras más indicadas son las de 2,5cc y 5cc, la elección se hace en base al número de ampollas.

La desinfección del cutis es muy importante: todos los desinfectantes son indicados, siempre y cuando no contengan alcohol (micro partícula de alcohol pueden ser vehiculadas si el cutis no está bien seco y puede provocar más dolor)

Un tratamiento completo amerita un ciclo de 5 a 10 sesiones con una frecuencia de una semanal (el número de aplicaciones depende de las condiciones del paciente)

Completada esa fase es necesario realizar tratamientos de mantenimiento que tendrán una frecuencia de: una sesión mensual en los pacientes más necesitados, en casos menos exigentes es suficiente una sesión cada dos meses.

Durante ese período de tratamiento se aconseja utilizar un aceite tópico para aplicar en las zonas más vulnerables que se llama SERUM VITAE, el cual está formulado en base a algunos componentes contenidos en el mismo MADE. Al usar ese aceite seguimos manteniendo activa la señal lograda y obtenemos por lo tanto un resultado mucho más sostenido.

Una última consideración se refiere al hecho que: el tratamiento con MADE puede ser utilizado contemporáneamente a los implantes clásicos, habiéndose notado en éstos casos, una mayor durabilidad de tales implantes en el tiempo.

ESQUEMA DE MADE:

Producto en ampollas inyectables para la Medicina Estética de laboratorios GUNA S.r.L.

MADE es el logro de años de investigación y experimentación a nivel de ambulatorio y representa la síntesis de las más modernas adquisiciones en el campo de la revitalización biológica del cutis.

En su composición figuran catalizadores enzimáticos activos en la respiración celular con acción anti-oxidante, oligoelementos con acción catalítica en el metabolismo del colágeno, clásicos remedios homeopáticos con acción de drenaje y activos en la constitución, típicos remedios homotoxicológicos tales como los organoterápicos "suis" muy conocidos por su acción en revitalización celular.

La característica novedosa es representada sea por la hialuronidasa que por las diluciones homeopáticas D8/D30 que ejercen una acción de regularización y frenado sobre la actividad fisiológicamente desestructurante de la hialuronidasa autóloga, sea por los específicos principios activadores de la producción de colágeno autólogo. Se obtiene por lo tanto una compactación de la sustancia fundamental y a nivel estético: la consiguiente reducción de la arruga.

COMPOSICIÓN:

Vitamina C D6, Vitamina B D6, Vitamina B2 D6, Vitamina B6 D6, Nicotinamid D6, Ac. cis-aconitum D6, Ac. fumaricum D6, Ac. alfa-ketoglutaricum D6, Baryum oxalsuccinicum D6, Natrium oxalaceticum D6, Natrium pyruvicum D8, Sulfur D12, Magnesium gluconicum D6, Manganum phosphoricum D10, Kollagen D8/D30, Jaluronidasi D8/D30, Funiculus umbelicalis suis D10/D30, Musculus suis D20, Placenta suis D10, Hepar suis D10, Glandula suprarenalis suis D10, Mercurius solublis hahnemanni D20, Calcium fluoratum D30, Galium aparine D6, Thuja D6, Cutis suis D8/D30

INDICACIONES:

Biolifting de cara y cuello. Reducción de la arrugas. Efecto reafirmante.